



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,**  
**bouchon orange, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec**  
**étiquette plastique**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	04.1907
Description d'article	S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, préparation : Héparine de lithium gel, 2,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon orange, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium gel
Concentration de préparation	25 UI/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/marron
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,**  
**bouchon orange, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec**  
**étiquette plastique**

**Page 2**

Centrifugation recommandée	2500 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	15 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

**Dimensions**

Volume nominal	2.6 ml
Diamètre extérieur du bouchon	16 mm
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	81 mm
Longueur sans bouchon	65 mm
Longueur avec bouchon et tige	102 mm

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	orange
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,**  
**bouchon orange, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec**  
**étiquette plastique**

**Page 3**

**Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton intérieur	171 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	0.0048 kg
Poids du carton	3.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917088015
Code EAN du carton d'emballage	4038917006170

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**