



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette
papier**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	04.1907.100
Description d'article	S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, préparation : Héparine de lithium gel, 2,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon vert, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium gel
Concentration de préparation	25 UI/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette
papier**

Page 2

Centrifugation recommandée	2500 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	15 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal	2.6 ml
Diamètre extérieur du bouchon	16 mm
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	81 mm
Longueur sans bouchon	65 mm
Longueur avec bouchon et tige	102 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,6 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette
papier**

Page 3

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton intérieur	171 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	0.0049 kg
Poids du carton	3.14 kg
Code EAN de la boîte	4038917134293
Code EAN du carton d'emballage	4038917025607

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT