



Description d'article

Numéro de commande	04.1917
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, bouchon rouge,
(L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette plastique

Page 2

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 2.7 ml
Diamètre extérieur du bouchon 16 mm
Diamètre 13 mm
Longueur avec bouchon 91 mm
Longueur sans bouchon 75 mm
Longueur avec bouchon et tige 112 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon rouge
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 39000
Profondeur du carton intérieur 171 mm
Largeur du carton intérieur 116 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-06

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, bouchon rouge,
(L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette plastique

Page 3

Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	2.85 kg
Code EAN de la boîte	4038917226707
Code EAN du carton d'emballage	4038917226691

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-06

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT