



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec
étiquette plastique**

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 04.1920 |
| Description d'article | S-Monovette® Héparine de lithium LH, préparation : Héparine de lithium, 4 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon orange, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/orange, 50 pièce(s)/carton, stérile |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | Héparine de lithium |
| Concentration de préparation | 16 UI/ml sang |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique |
| Couleur impression/étiquette | transparent/orange |
| Graduation | graduation maximale |
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec
étiquette plastique**

Page 2

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Température de centrifugation | 20 |
| Durée de centrifugation | 10 Min |
| Étanchéité aux liquides | oui |
| Raccord | bouchon fileté à membrane |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 4 ml |
| Diamètre extérieur du bouchon | 16 mm |
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur avec bouchon | 91 mm |
| Longueur sans bouchon | 75 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 112 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | orange |
| Matériau de la membrane | caoutchouc |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec
étiquette plastique**

Page 3

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 39000 |
| Profondeur du carton intérieur | 171 mm |
| Largeur du carton intérieur | 116 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 73 mm |
| Profondeur du carton | 388 mm |
| Largeur du carton | 358 mm |
| Hauteur du carton | 135 mm |
| Volume du carton | 0.0188 cbm |
| Poids du produit | 0.005 kg |
| Poids du carton | 3.23 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917280105 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917280099 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT