




Spécification de produit

**S-Monovette® Sérum CAT, 4,9 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande

04.1934.088

Description d'article

S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de coagulation, 4,9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres 001, étiquette/impression: blanc/noir, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement

veineux

Type de préparation

Activateur de coagulation

Code couleur

EU

Étiquette/ Impression

avec étiquette plastique pré-codé

Couleur impression/étiquette

blanc/noir

Graduation

graduation maximale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

S-Monovette® Sérum CAT, 4,9 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres

Page 2

Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal	4.9 ml
Diamètre extérieur du bouchon	13 mm
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	106 mm
Longueur sans bouchon	90 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit

Page 3

S-Monovette® Sérum CAT, 4,9 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres

Conditionnement

Minimum order qty.	20000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton intérieur	171 mm
Largeur du carton intérieur	130 mm
Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0208 cbm
Poids du produit	0.0054 kg
Poids du carton	3.44 kg
Code EAN de la boîte	4038917932943
Code EAN du carton d'emballage	4038917932950

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT