



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum Gel CAT, 4,9 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	04.1935
Description d'article	S-Monovette® Sérum Gel CAT, préparation : activateur de coagulation/gel, 4,9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon marron, code couleur EU/ISO, (L x Ø) sans bouchon : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	activateur de coagulation/gel
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/marron
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum Gel CAT, 4,9 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique**

**Page 2**

Centrifugation recommandée	2500 x g
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

**Dimensions**

Volume nominal	4.9 ml
Diamètre extérieur du bouchon	16 mm
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	106 mm
Longueur sans bouchon	90 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton intérieur	171 mm
Largeur du carton intérieur	130 mm
Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0208 cbm
Poids du produit	0.0057 kg
Poids du carton	3.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917088077
Code EAN du carton d'emballage	4038917006217

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

