



Description d'article

Numéro de commande	04.1947.791
Description d'article	S-Monovette®, bouchon fileté à membrane, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Diamètre extérieur du bouchon	16 mm
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	91 mm
Longueur sans bouchon	75 mm
Longueur avec bouchon et tige	112 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

pièces / boîte	50
pièces / carton	500
Profondeur du carton intérieur	170 mm
Largeur du carton intérieur	115 mm
Hauteur du carton intérieur	72 mm
Profondeur du carton	380 mm
Largeur du carton	350 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.016 cbm
Code EAN de la boîte	4038917959841
Code EAN du carton d'emballage	4038917959858

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

