



## Description d'article

Numéro de commande	05.1167.001
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, bouchon rouge,**  
**(L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Raccord bouchon fileté à membrane

### **Dimensions**

Volume nominal 2.7 ml  
Diamètre extérieur du bouchon 13 mm  
Diamètre 11 mm  
Longueur avec bouchon 82 mm  
Longueur sans bouchon 66 mm  
Longueur avec bouchon et tige 103 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon rouge  
Matériau de la membrane caoutchouc  
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)  
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA, ADR  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 56000  
Profondeur du carton intérieur 145 mm  
Largeur du carton intérieur 108 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, bouchon rouge,**  
**(L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Hauteur du carton intérieur	63 mm
Profondeur du carton	333 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.0039 kg
Poids du carton	2.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917126137
Code EAN du carton d'emballage	4038917020466

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**