



Spécification de produit

S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, bouchon rouge foncé, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	05.1168.001
Description d'article	S-Monovette® ThromboExact, préparation : Liaison Mg2+, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge foncé, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge foncé, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Liaison Mg2+
Concentration de préparation	0,82 mg/ml sang
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge foncé
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, bouchon rouge foncé, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Volume nominal	2.7 ml
Diamètre extérieur du bouchon	13 mm
Diamètre	11 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	66 mm
Longueur avec bouchon et tige	103 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge foncé
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	56000
Profondeur du carton intérieur	145 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm
Hauteur du carton intérieur	63 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, bouchon rouge foncé, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 3

Profondeur du carton	333 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.0039 kg
Poids du carton	2.48 kg
Code EAN de la boîte	4038917159906
Code EAN du carton d'emballage	4038917159890

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT