



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	05.1557.100
Description d'article	S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de coagulation, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

### **Dimensions**

Volume nominal	2.7 ml
Diamètre extérieur du bouchon	13 mm
Diamètre	11 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	66 mm
Longueur avec bouchon et tige	103 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	56000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 66 x 11 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Profondeur du carton intérieur	145 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm
Hauteur du carton intérieur	63 mm
Profondeur du carton	333 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	2.63 kg
Code EAN de la boîte	4038917130691
Code EAN du carton d'emballage	4038917032315

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**