



## Spécification de produit

Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 10 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 95 x 16,8 mm, avec  
aplat

Page 1



### Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 26.369  |
| Description d'article | Tube à échantillon, volume nominal : 10 ml, bouchon orange, préparation : Héparine de lithium, bouchon pression, (L x Ø) : 95 x 16,8 mm, fond rond, avec aplat, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES           | NB.11   |

### Caractéristiques du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de préparation          | Héparine de lithium |
| Concentration de préparation | 16 UI/ml sang       |
| Code couleur                 | EU                  |
| Étiquette/ Impression        | avec aplat          |
| Couleur impression/étiquette | orange              |
| Graduation                   | oui                 |
| Type de fermeture            | bouchon pression    |
| Forme du fond                | fond rond           |
| Centrifugation recommandée   | 2000 x g            |
| Durée de centrifugation      | 10 Min              |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 10 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 95 x 16,8 mm, avec  
aplat**

**Page 2**

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal        | 10 ml   |
| Diamètre              | 16.8 mm |
| Longueur du produit   | 95 mm   |
| Longueur sans bouchon | 95 mm   |

### Matériau et coloris

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit      | transparent                        |
| Matériel de fermeture   | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du bouchon      | orange                             |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP)                 |

### Pureté et certification

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Alloti               | oui                     |

### Conditionnement

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 1000          |
| Type d'emballage intérieur        | sachet        |
| pièces / boîte                    | 100           |
| pièces / carton                   | 1000          |
| pièces / pallet                   | 30000         |
| Profondeur du carton              | 398 mm        |
| Largeur du carton                 | 398 mm        |
| Hauteur du carton                 | 340 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0539 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.0066 kg     |
| Poids du carton                   | 7.28 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917081344 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917000482 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**