



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 32.329.100 |
| Description d'article | Tube à échantillon, volume nominal : 4,5 ml, bouchon rouge, préparation : Activateur de coagulation, bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de préparation | Activateur de coagulation |
| Code couleur | ISO |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | rouge |
| Graduation | graduation maximale |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Forme du fond | fond rond |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |
| Durée de centrifugation | 10 Min |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|-----------------------|--------|
| Volume nominal | 4.5 ml |
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur du produit | 75 mm |
| Longueur sans bouchon | 75 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 50000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 64000 |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 298 mm |
| Hauteur du carton | 215 mm |
| Volume du carton | 0.0255 cbm |
| Poids du produit | 0.0039 kg |
| Poids du carton | 4.31 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917105392 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917010542 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

