



## Spécification de produit

Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 4,5 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	32.331.100
Description d'article	Tube à échantillon, volume nominal : 4,5 ml, bouchon vert, préparation : Héparine de lithium, bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de préparation	Héparine de lithium
Concentration de préparation	16 UI/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	graduation maximale
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 4,5 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

### **Dimensions**

Volume nominal	4.5 ml
Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0039 kg
Poids du carton	4.37 kg
Code EAN de la boîte	4038917105439
Code EAN du carton d'emballage	4038917010573

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**