



Description d'article

Numéro de commande	36.338.100
Description d'article	Tube à échantillon, volume nominal : 4 ml, bouchon violet, préparation : EDTA K3, bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 12 mm, fond rond, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	graduation maximale
Bouchon	Bouchon coiffant
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube à échantillon, EDTA K3E, 4 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 75 x 12 mm, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Volume nominal	4 ml
Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	violet
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	2000
pièces / pallet	60000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.0034 kg
Poids du carton	7.48 kg
Code EAN de la boîte	4038917105545
Code EAN du carton d'emballage	4038917010658

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT