



## Description d'article

Numéro de commande	41.1350.105
Description d'article	Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, prélèvement sanguin veineux, préparation : Citrate 9NC, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 47 x 10,8 mm, bouchon à vis, bouchon : bleu, code couleur ISO, avec étiquette papier, étiquette/impression: bleu, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Citrate 9NC
Concentration de préparation	0,106 mol/l
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,3 ml,**  
**bouchon à vis, ISO**

**Page 2**

Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,3 ml
Centrifugation recommandée	1500 x g
Durée de centrifugation	10 Min

### **Dimensions**

Volume nominal	1.3 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	47 mm
Longueur avec bouchon	47 mm
Longueur sans bouchon	45 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	bleu
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0017 kg
Poids du carton	2.02 kg
Code EAN de la boîte	4038917127905

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,3 ml,**  
**bouchon à vis, ISO**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917021470

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**