



### **Description d'article**

Numéro de commande	41.1394.105
Description d'article	Microtube Fluorure/héparine FH, prélèvement sanguin veineux, préparation : Fluorure + héparine, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 47 x 10,8 mm, bouchon à vis, bouchon : gris, code couleur ISO, avec étiquette papier, étiquette/impression: gris, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Fluorure + héparine
Concentration de préparation	1,0 mg/ml sang + 16 UI/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	gris
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,3 ml
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	5 Min

### **Dimensions**

Volume nominal	1.3 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	47 mm
Longueur avec bouchon	47 mm
Longueur sans bouchon	45 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	gris
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	1.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917128353

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube Fluorure/héparine FH, 1,3 ml, bouchon**  
**à vis, ISO**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917021678

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**