



Description d'article

Numéro de commande	41.1500.005
Description d'article	Microtube Sérum Gel CAT, prélèvement sanguin veineux, préparation : activateur de coagulation/gel, volume nominal : 1,1 ml, (LxØ) avec cape : 44 x 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : marron, code couleur EU/ISO, avec étiquette plastique, étiquette/impression: marron, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	activateur de coagulation/gel
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	marron
Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube Sérums Gel CAT, 1,1 ml, bouchon
pression, EU/ISO

Page 2

Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,1 ml
Centrifugation recommandée	10000 U/min
Durée de centrifugation	5 Min

Dimensions

Volume nominal	1.1 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm
Longueur avec bouchon	44 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0018 kg
Poids du carton	2.11 kg
Code EAN de la boîte	4038917129473

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube Sérums Gel CAT, 1,1 ml, bouchon
pression, EU/ISO

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917022248

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT