



### **Description d'article**

Numéro de commande	41.1504.015
Description d'article	Microtube EDTA K3E, prélèvement sanguin veineux, préparation : EDTA K3, volume nominal : 1,3 ml, Ø: 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : rouge, code couleur EU, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



