



## Description d'article

Numéro de commande	41.1504.105
Description d'article	Microtube EDTA K3E, prélèvement sanguin veineux, préparation : EDTA K3, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 44 x 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : violet, code couleur ISO, avec étiquette plastique, étiquette/impression: violet, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Domaine d'application      prélèvement sanguin veineux  
Forme du fond                fond conique à jupe  
Volume de travail            1,3 ml

### **Dimensions**

Volume nominal              1.3 ml  
Diamètre                      10.8 mm  
Longueur du produit        44 mm  
Longueur avec bouchon    44 mm  
Longueur sans bouchon    40 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit            transparent  
Matériel de fermeture        Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du bouchon         violet  
Matériau de la tubulure      Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit        In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE                    CE  
Alloti                            oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.         1000  
Type d'emballage intérieur   sachet  
pièces / boîte                100  
pièces / carton                1000  
pièces / pallet                96000  
Profondeur du carton        348 mm  
Largeur du carton            278 mm  
Hauteur du carton            140 mm  
Volume du carton            0.0135 cbm  
Poids du produit              0.0015 kg  
Poids du carton               1.85 kg  
Code EAN de la boîte        4038917129572  
Code EAN du carton         4038917028660  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

