



## Description d'article

Numéro de commande	41.1506.002
Description d'article	Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, prélèvement sanguin veineux, préparation : Citrate 9NC, volume nominal : 0,5 ml, (LxØ) avec cape : 44 x 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : vert, code couleur EU, avec étiquette plastique, étiquette/impression: vert, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/boîte en polystyrène
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Citrate 9NC
Concentration de préparation	0,106 mol/l
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 0,5 ml,**  
**bouchon pression, EU**

**Page 2**

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation recommandée	1500 x g
Durée de centrifugation	10 Min

**Dimensions**

Volume nominal	0.5 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm
Longueur avec bouchon	44 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	boîte en polystyrène
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	44000
Profondeur du carton	568 mm
Largeur du carton	348 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0306 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	2.38 kg
Code EAN de la boîte	4038917129619

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Microtube Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 0,5 ml,**  
**bouchon pression, EU**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917029872

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**