



## Description d'article

Numéro de commande	41.3395.005
Description d'article	Microtube EDTA K3E, prélèvement sanguin veineux, préparation : EDTA K3, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 47 x 10,8 mm, bouchon à vis, bouchon : rouge, code couleur EU, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, avec membrane perforable, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Forme du fond                      fond conique à jupe  
Volume de travail                1,3 ml

### **Dimensions**

Volume nominal                1.3 ml  
Diamètre                         10.8 mm  
Longueur du produit            47 mm  
Longueur avec bouchon        47 mm  
Longueur sans bouchon        45 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit              transparent  
Matériel de fermeture         Polypropylène (PP)  
Couleur du bouchon            rouge  
Matériau de la tubulure        Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences        IATA, ADR  
Catégorie de produit          In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE                        CE  
Alloti                                oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.            1000  
Type d'emballage intérieur    sachet  
pièces / boîte                    100  
pièces / carton                  1000  
pièces / pallet                  96000  
Profondeur du carton          348 mm  
Largeur du carton               278 mm  
Hauteur du carton               140 mm  
Volume du carton               0.0135 cbm  
Poids du produit                0.0017 kg  
Poids du carton                 1.97 kg  
Code EAN de la boîte          4038917265416  
Code EAN du carton  
d'emballage                      4038917265409

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

