



Description d'article

Numéro de commande	71.9921.316
Description d'article	Seau, jusqu'à 1 l, (Ø x h) : 122 x 145 mm, blanc, bouchon séparé, pour recueil et conservation d'échantillons de diagnostic, 24 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	1 l
Diamètre	122 mm
Hauteur du produit	145 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	24
pièces / carton	24
pièces / pallet	1152
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	234 mm
Volume du carton	0.0357 cbm
Poids du carton	2.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917150620
Code EAN du carton d'emballage	4038917038195

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

