



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	05.1079
Description d'article	S-Monovette®, sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Citrate 4NC, volume nominal : 2 ml, (LxØ) avec cape : 82 x 11 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/violet, bouchon violet, code couleur EU, stérile, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Citrate 4NC
Concentration de préparation	0,106 mol/l
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/violet
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	sédimentation sanguine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 2

Compatible avec Sediplus® S 100

Dimensions

Volume nominal 2 ml
Diamètre 11 mm
Longueur avec bouchon 82 mm
Longueur sans bouchon 66 mm
Longueur avec bouchon et tige 103 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon violet
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 56000
Profondeur du carton intérieur 145 mm
Largeur du carton intérieur 108 mm
Hauteur du carton intérieur 63 mm
Profondeur du carton 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 3

Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.004 kg
Poids du carton	2.56 kg
Code EAN de la boîte	4038917085298
Code EAN du carton d'emballage	4038917003995

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT