



Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 06.1690.001 |
| Description d'article | S-Sedivette® , sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique, volume nominal : 3,5 ml, (LxØ) avec cape : 146 x 8 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, bouchon violet, code couleur EU, stérile, 50 pièce(s)/carton |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|--|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique |
| Concentration de préparation | 0,105 mol/l pH 5,5 |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | violet |
| Graduation | non |
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130
x 8 mm, avec étiquette papier

Page 2

Domaine d'application : sédimentation sanguine

Dimensions

Volume nominal : 3.5 ml
Diamètre : 8 mm
Longueur avec bouchon : 146 mm
Longueur sans bouchon : 130 mm
Longueur avec bouchon et tige : 167 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit : transparent
Matériel de fermeture : Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon : violet
Matériau de la membrane : caoutchouc
Matériau de la tubulure : Polypropylène (PP)
Matériau du piston : Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston : Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences : IATA, ADR
Catégorie de produit : In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE : CE
Label de pureté : stérile
Stérilisation : Irradiation électronique
Alloti : oui

Conditionnement

Minimum order qty. : 500
Type d'emballage intérieur : carton
pièces / boîte : 50
pièces / carton : 500
pièces / pallet : 36000
Profondeur du carton intérieur : 143 mm
Largeur du carton intérieur : 171 mm
Hauteur du carton intérieur : 63 mm
Profondeur du carton : 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130
x 8 mm, avec étiquette papier

Page 3

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Largeur du carton | 303 mm |
| Hauteur du carton | 190 mm |
| Volume du carton | 0.0192 cbm |
| Poids du produit | 0.0052 kg |
| Poids du carton | 3.29 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917133111 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917024709 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT