



## Description d'article

Numéro de commande	18.1325
Description d'article	Microvette® CB 200 NC, prélèvement de sang capillaire, préparation : Solution de citrate de sodium (1:4), volume nominal : 200 µl, (LxØ) avec cape : 46 x 10,8 mm, bouchon violet, bouchon pression, fond plat, avec pipette de sédimentation, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Solution de citrate de sodium (1:4)
Code couleur	EU
Type de fermeture	bouchon pression
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond plat

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Dimensions

Volume nominal	200 µl
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	40 mm
Longueur avec bouchon	46 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

## Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	violet

## Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

## Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton intérieur	271 mm
Largeur du carton intérieur	126 mm
Hauteur du carton intérieur	36 mm
Profondeur du carton	283 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	210 mm
Volume du carton	0.0159 cbm
Poids du produit	0.0036 kg
Poids du carton	2.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917086202
Code EAN du carton d'emballage	4038917004787

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

