



Description d'article

Numéro de commande	90.1060
Description d'article	Portoir de VS, compatible avec S-Monovette®, avec arrière fixe
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	avec arrière fixe
Compatible avec	S-Monovette®

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	8
pièces / pallet	160
Profondeur du carton	263 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Largeur du carton	98 mm
Hauteur du carton	335 mm
Volume du carton	0.0086 cbm
Poids du produit	0.5005 kg
Poids du carton	7.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917085205
Code EAN du carton d'emballage	4038917003896

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

