



## Description d'article

Numéro de commande	90.1090
Description d'article	Portoir de VS, compatible avec S-Sedivette <sup>®</sup> , 10 postes de mesure
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Sedivette <sup>®</sup>
Nombre d'emplacements	10

## Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

## Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	16
pièces / pallet	320
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0833 cbm
Poids du produit	0.6018 kg
Poids du carton	11.75 kg
Code EAN de la boîte	4038917085304
Code EAN du carton d'emballage	4038917004008

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

