



Spécification de produit
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 107 x 25 mm, transparent**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	80.622.111
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon à vis, Bouchon à vis avec cuillère à selles, séparé, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 107 x 25 mm, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	Bouchon à vis avec cuillère à selles
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	cuillère
Forme du fond	fond plat/conique

Dimensions

Diamètre	25 mm
Longueur du produit	111 mm
Longueur sans bouchon	107 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 107 x 25 mm, transparent**

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	12000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	415 mm
Volume du carton	0.0657 cbm
Poids du produit	0.0129 kg
Poids du carton	7.14 kg
Code EAN de la boîte	4038917115346
Code EAN du carton d'emballage	4038917014533

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT