



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,
transparent, stérile

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	80.623
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon à vis, Bouchon à vis avec cuillère à selles, assemblé, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 101 x 16,5 mm, diamètre extérieur du bouchon : 19,5 mm, stérile, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	Bouchon à vis avec cuillère à selles
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	cuillère
Forme du fond	fond rond

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,
transparent, stérile**

Page 2

Dimensions

Diamètre extérieur du bouchon	19.5 mm
Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	107 mm
Longueur sans bouchon	101 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	22000
Profondeur du carton	568 mm
Largeur du carton	348 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0306 cbm
Poids du produit	0.0068 kg
Poids du carton	3.89 kg
Code EAN de la boîte	4038917082983

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,
transparent, stérile

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917001960

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT