



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,**  
**bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,**  
**transparent**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	80.623.111
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 101 x 16,5 mm, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon à vis
Version	cuillère

### **Dimensions**

Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	107 mm
Longueur sans bouchon	101 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,**  
**bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,**  
**transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	22000
Profondeur du carton	568 mm
Largeur du carton	348 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0306 cbm
Poids du produit	0.0068 kg
Poids du carton	3.89 kg
Code EAN de la boîte	4038917115520
Code EAN du carton d'emballage	4038917014748

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**