



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,
transparent, stérile

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 80.624 |
| Description d'article | Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 101 x 16,5 mm, stérile |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Opacité aux U.V. | non |
| Version | cuillère |

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Diamètre | 16.5 mm |
| Longueur du produit | 102 mm |
| Longueur sans bouchon | 101 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm,
transparent, stérile

Page 2

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |
| Couleur du bouchon | marron |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 250 |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 250 |
| pièces / pallet | 10500 |
| Profondeur du carton | 388 mm |
| Largeur du carton | 378 mm |
| Hauteur du carton | 250 mm |
| Volume du carton | 0.0367 cbm |
| Poids du produit | 0.0169 kg |
| Poids du carton | 4.69 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917082990 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917001977 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT