



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec lame, bouchon à vis, (L x Ø) : 55 x 44 mm, blanc

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	80.9924.027
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec lame, blanc, bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 55 x 44 mm, avec étiquette papier, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	lame

Dimensions

Diamètre	44 mm
Longueur du produit	57 mm
Longueur sans bouchon	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec lame, bouchon à vis, (L x Ø) : 55 x 44 mm, blanc

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	8000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.0697 cbm
Poids du produit	0.0137 kg
Poids du carton	7.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917154819
Code EAN du carton d'emballage	4038917039635

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT