



## Description d'article

Numéro de commande	77.577
Description d'article	Flacon à col large, Prélèvement d'urine, volume de travail max. : 0,25 l, Ø orifice : 35 mm, blanc, matériau : HD-PE, bouchon : noir, 120 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

## Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	Prélèvement d'urine
Fenêtre de visualisation	non

## Dimensions

Volume nominal	250 ml
Volume max.	0.25 l
Diamètre de l'ouverture	35 mm
Largeur du produit	60 mm
Hauteur du produit	90 mm
Longueur du produit	60 mm
Longueur avec bouchon	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Longueur sans bouchon 98 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du produit blanc  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon noir

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Fiche de données de sécurité non  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 120  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 120  
pièces / carton 120  
pièces / pallet 2880  
Profondeur du carton 458 mm  
Largeur du carton 288 mm  
Hauteur du carton 415 mm  
Volume du carton 0.0547 cbm  
Poids du produit 0.0371 kg  
Poids du carton 5.03 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082624  
Code EAN du carton d'emballage 4038917001694

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

