



Spécification de produit

Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, gradué(e), PP, rouge

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.1337.502
Description d'article	Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, Ø orifice : 37 mm, rouge, gradué(e), matériau : PP, 75 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	30 ml

Dimensions

Volume nominal	30 ml
Volume max.	30 ml
Diamètre	37 mm
Diamètre de l'ouverture	37 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	40 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, gradué(e), PP, rouge

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 3750
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 3750
pièces / carton 3750
pièces / pallet 180000
Profondeur du carton 190 mm
Largeur du carton 390 mm
Hauteur du carton 390 mm
Volume du carton 0.0289 cbm
Poids du produit 0.0015 kg
Poids du carton 6 kg
Code EAN de la boîte 4038917127738
Code EAN du carton d'emballage 4042836002038

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT