



## Spécification de produit

Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, gradué(e), PP, jaune

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	75.1337.504
Description d'article	Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, Ø orifice : 37 mm, jaune, gradué(e), matériau : PP, 75 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	30 ml

### Dimensions

Volume nominal	30 ml
Volume max.	30 ml
Diamètre	37 mm
Diamètre de l'ouverture	37 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	40 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Bechers à usage médical, volume max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, gradué(e), PP, jaune**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit jaune

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Produit médical  
Certifié CE Fournisseur CE  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 3750  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 3750  
pièces / carton 3750  
pièces / pallet 180000  
Profondeur du carton 190 mm  
Largeur du carton 390 mm  
Hauteur du carton 390 mm  
Volume du carton 0.0289 cbm  
Poids du produit 0.0015 kg  
Poids du carton 6 kg  
Code EAN de la boîte 4038917127745  
Code EAN du carton d'emballage 4042836002052

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**