



Description d'article

Numéro de commande	75.1355
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 125 ml, (Ø x h) : 66 x 67 mm, Ø orifice : 66 mm, à haute transparence, gradué(e), matériau : PP, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	125 ml

Dimensions

Volume nominal	125 ml
Volume max.	125 ml
Diamètre	66 mm
Diamètre de l'ouverture	66 mm
Hauteur du produit	67 mm
Longueur sans bouchon	67 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Gobelet de recueil des urines, 125 ml, (Ø x h) : 66
x 67 mm, PP, à haute transparence**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit à haute transparence

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE Fournisseur CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 1000
pièces / pallet 24000
Profondeur du carton 390 mm
Largeur du carton 265 mm
Hauteur du carton 590 mm
Volume du carton 0.061 cbm
Poids du produit 0.0057 kg
Poids du carton 6.2 kg
Code EAN de la boîte 4038917409568
Code EAN du carton
d'emballage 4042836010088

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT