



**Spécification de produit**  
**Gobelet de recueil des urines, 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, PP, transparent**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	75.1437.100
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, volume de travail max. : 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP

### Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	75 ml

### Dimensions

Volume nominal	75 ml
Volume max.	75 ml
Diamètre	65 mm
Hauteur du produit	48 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Gobelet de recueil des urines, 75 ml, (Ø x h) : 65 x 48 mm, PP, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
pièces / boîte 25  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 28000  
Volume du carton 0.065 cbm  
Poids du produit 0.0092 kg  
Poids du carton 9.65 kg  
Code EAN de la boîte 4038917129138  
Code EAN du carton d'emballage 4038917074711

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**