



## Spécification de produit

**Gobelet de recueil des urines NFT, 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, PP, avec étiquette de sécurité, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, transparent**

Page 1



### Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 75.562.900  |
| Description d'article | Gobelet de recueil des urines NFT, Prélèvement d'urine avec fonction de recueil hygiénique fermée et sans aiguille pour les Monovettes Urine, volume de travail max. : 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, Ø orifice : 62 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon : blanc, avec étiquette de sécurité, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, bouchon assemblé, stérile, 5 pièce(s)/sachet |

### Caractéristiques du produit

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type de prélèvement          | Aspiration  |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette de sécurité                          |
| Couleur impression/étiquette | blanc/noir  |
| Graduation                   | oui   |
| Bouchon                      | bouchon à vis avec unité de transfert sans aiguille |
| Type de fermeture            | bouchon à vis                                       |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Gobelet de recueil des urines NFT, 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, PP, avec étiquette de sécurité, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, transparent**

Page 2

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Opacité aux U.V.      | non   |
| Version               | avec dispositif de transfert intégré sans aiguille  |
| Domaine d'application | Prélèvement d'urine avec fonction de recueil hygiénique fermée et sans aiguille pour les Monovettes Urine |
| Exemple d'utilisation | transfert fermé de l'urine dans une Monovette® Urine  |
| Compatible avec       | Monovette® Urine  |
| Volume de travail     | 100 ml  |
| Raccord               | Luer (m)  |

### Dimensions

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Volume nominal          | 100 ml |
| Volume max.             | 100 ml |
| Diamètre                | 57 mm  |
| Diamètre de l'ouverture | 62 mm  |
| Hauteur du produit      | 76 mm  |
| Longueur sans bouchon   | 72 mm  |

### Matériau et coloris

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit     | Polypropylène (PP)                 |
| Couleur du produit      | transparent                        |
| Matériel de fermeture   | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon      | blanc                              |
| Matériau de la membrane | caoutchouc                         |

### Pureté et certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE          | CE                       |
| Label de pureté      | stérile                  |
| Stérilisation        | Irradiation électronique |
| Alloti               | oui                      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Gobelet de recueil des urines NFT, 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, PP, avec étiquette de sécurité, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, transparent**

**Page 3**

### Conditionnement

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 200           |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 5             |
| pièces / carton                | 200           |
| pièces / pallet                | 5600          |
| Profondeur du carton           | 588 mm        |
| Largeur du carton              | 398 mm        |
| Hauteur du carton              | 255 mm        |
| Volume du carton               | 0.0597 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0186 kg     |
| Poids du carton                | 4.58 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917934176 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917934183 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**