



Spécification de produit
Bécher, volume max. : 100 ml, (L x Ø) : 49 x 70 mm, PS, blanc

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.570
Description d'article	Bécher, volume max. : 100 ml, (L x Ø) : 49 x 70 mm, Ø orifice : 70 mm, blanc, bouchon : transparent, matériau : PS, couvercle à pression, 50 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	couvercle à pression
Volume de travail	100 ml

Dimensions

Volume nominal	100 ml
Volume max.	100 ml
Diamètre	70 mm
Diamètre de l'ouverture	70 mm
Hauteur du produit	49 mm
Longueur du produit	49 mm
Longueur sans bouchon	49 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-22

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Bécher, volume max. : 100 ml, (L x Ø) : 49 x 70 mm, PS, blanc

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	45000
Volume du carton	0.0317 cbm
Poids du produit	0.0033 kg
Poids du carton	3.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917082563
Code EAN du carton d'emballage	4038917001649

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-22

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT