



Spécification de produit

**Becher multi-usage, volume max. : 70 ml, (L x Ø) :
55 x 44 mm, pour capuchon à vis 45mm,
gradué(e), PP, translucide**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.9922.711
Description d'article	Becher multi-usage, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 55 x 44 mm, pour capuchon à vis 45mm, translucide, gradué(e), matériau : PP

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	capuchon à vis 45mm
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	50 ml

Dimensions

Volume max.	70 ml
Diamètre	44 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Becher multi-usage, volume max. : 70 ml, (L x Ø) :
55 x 44 mm, pour capuchon à vis 45mm,
gradué(e), PP, translucide**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20000
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	8000
Volume du carton	0.0805 cbm
Poids du produit	0.0079 kg
Poids du carton	4.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917152426
Code EAN du carton d'emballage	4038917031844

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT