




Spécification de produit

Gobelet de recueil des urines, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 55 x 44 mm, gradué(e), PP, transparent, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.9922.745
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 55 x 44 mm, Ø orifice : 44 mm, transparent, bouchon : jaune, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	50 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Gobelet de recueil des urines, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 55 x 44 mm, gradué(e), PP, transparent, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Volume max.	70 ml
Diamètre	44 mm
Diamètre de l'ouverture	44 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	55 mm
Longueur sans bouchon	55 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	8000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.0834 cbm
Poids du produit	0.0115 kg
Poids du carton	6.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917152761
Code EAN du carton d'emballage	4038917027809

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT