



Description d'article

Numéro de commande	76.1340.560
Description d'article	Couvercle, pour bécber médical de 30 ml, matériau : PE, blanc, recueil et conservation d'urine, 75 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Exemple d'utilisation	bouchon pour tube de prélèvement urinaire
Compatible avec	bécber médical de 30 ml

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	blanc
Couleur du bouchon	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Couvercle, pour béccher médical de 30 ml, PE,
blanc

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3750
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	3750
pièces / carton	3750
pièces / pallet	90000
Profondeur du carton	390 mm
Largeur du carton	265 mm
Hauteur du carton	590 mm
Volume du carton	0.061 cbm
Poids du produit	0.0007 kg
Poids du carton	3.64 kg
Code EAN de la boîte	4038917127806
Code EAN du carton d'emballage	4042836007156

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-22

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT