




Description d'article

Numéro de commande	76.1414
Description d'article	Couvercle à pression, sans bec verseur, compatible avec bécher de 125 ml 75.1355, matériau : PE, rouge, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à pression
Version	sans bec verseur
Compatible avec	bécher de 125 ml 75.1355

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Couvercle à pression, sans bec verseur, PE,
rouge, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	390 mm
Largeur du carton	265 mm
Hauteur du carton	590 mm
Volume du carton	0.061 cbm
Poids du produit	0.0024 kg
Poids du carton	3.14 kg
Code EAN de la boîte	4038917086554
Code EAN du carton d'emballage	4042836001499

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT