



### **Description d'article**

Numéro de commande	76.1477.100
Description d'article	Couvercle à pression, avec bec verseur, compatible avec bécher de 125 ml 75.1355, matériau : PE, rouge, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle à pression
Version	avec bec verseur
Compatible avec	bécher de 125 ml 75.1355

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**Couvercle à pression, avec bec verseur, PE,**  
**rouge, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	59 mm
Largeur du carton	40 mm
Hauteur du carton	28 mm
Volume du carton	0.0646 cbm
Poids du produit	0.0037 kg
Poids du carton	4.57 kg
Code EAN de la boîte	4038917129411
Code EAN du carton d'emballage	4042836001604

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**