



Description d'article

Numéro de commande	76.571
Description d'article	Couvercle à pression, pour bécher de 100 ml 75.570, matériau : PS, transparent, 100 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec	bécher de 100 ml 75.570

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Couvercle à pression, pour bécher de 100 ml
75.570, PS, transparent

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Volume du carton	0.0392 cbm
Poids du produit	0.0009 kg
Poids du carton	1.46 kg
Code EAN de la boîte	4038917082570
Code EAN du carton d'emballage	4038917001656

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT