



Description d'article

Numéro de commande	10.251
Description d'article	Pointe de prélèvement pour Monovette® Urine, pour Transfert de l'urine dans Monovette® Urine, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	Transfert de l'urine dans Monovette® Urine
Compatible avec	Monovette® Urine
Raccord	Luer (f)

Dimensions

Diamètre	8 mm
Longueur du produit	76 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Fiche de données de sécurité non
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 5000
pièces / pallet 240000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.0005 kg
Poids du carton 3.31 kg
Code EAN de la boîte 4038917080941
Code EAN du carton d'emballage 4038917000116

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

