



Spécification de produit
Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	10.252
Description d'article	Monovette® Urine, volume nominal : 10 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique, 64 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/jaune
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil, transport et conservation d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 2

Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min
Raccord	Luer (m)

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	512
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	64
pièces / carton	512
pièces / pallet	24576
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 3

Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0085 kg
Poids du carton	4.85 kg
Code EAN de la boîte	4038917279901
Code EAN du carton d'emballage	4038917279772

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT