



Spécification de produit
Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	10.252.028
Description d'article	Monovette® Urine, volume nominal : 10 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15,3 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec étiquette plastique, stérile, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/jaune
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Version	Luer Lock
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil, transport et conservation d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet**

Page 2

Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min
Raccord	Luer Lock

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15.3 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
pièces / pallet	7000
Volume du carton	0.0229 cbm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :
102 x 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet

Page 3

Poids du produit	0.0149 kg
Poids du carton	1.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917104494
Code EAN du carton d'emballage	4038917075671

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT