



## Description d'article

Numéro de commande	10.253.088
Description d'article	Monovette® Urine, Acide borique, volume nominal : 10 ml, Acide borique, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon vert, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres, 64 pièce(s)/sachet

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	Acide borique
Concentration de préparation	15 mg/ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique pré-codé
Couleur impression/étiquette	blanc/vert
Graduation	non
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Raccord	Luer (m)

### **Dimensions**

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	20480
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	64
pièces / carton	512
pièces / pallet	24576
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet**

**Page 3**

Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0086 kg
Poids du carton	4.92 kg
Code EAN de la boîte	4038917951227
Code EAN du carton d'emballage	4038917951234

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**