



Description d'article

Numéro de commande	10.258.001
Description d'article	Monovette® Urine, Z, volume nominal : 8,5 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 92 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec pointe de prélèvement, avec étiquette papier, 64 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune/blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8,5 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Monovette® Urine, Z, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 2

Centrifugation recommandée 400 x g
Durée de centrifugation 5 Min
Raccord Luer (m)

Dimensions

Volume nominal 8.5 ml
Diamètre 15 mm
Longueur avec bouchon 106 mm
Longueur sans bouchon 92 mm
Longueur avec bouchon et tige 127 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon jaune
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Fiche de données de sécurité non
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 512
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 64
pièces / carton 512
pièces / pallet 24576
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, Z, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 3

Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0078 kg
Poids du carton	4.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917280020
Code EAN du carton d'emballage	4038917279888

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT